

TECHNISCHES DATENBLATT

seni®

FIXIERHOSEN

SENI FIX PANTY



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und anatomischen Inkontinenzeinlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßige Struktur mit Frontnaht. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 25-mal (+/-5) waschbar bei 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Garne/Streifen im Bund: Medium – blau, Large – braun, X-Large – grün.

II. ROHSTOFFE

Polyamid (96%), Elasthan (4%).

III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Gewicht [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]**	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	11,8	350	180	70-100	40-60
Large	13,5	380	190	85-120	45-65
X-Large	14,0	400	200	105-130	50-80

* Abweichung: +/- 1 g.

** Abweichung: +/- 20 mm.

IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME05-002	5	100	16	Karton
Large	SE-092-LA05-002	5	100	16	Karton
X-Large	SE-092-XL05-002	5	100	16	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VI. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.
Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 14.02.2022
