

TECHNISCHES DATENBLATT



INKONTINENZPANTS

SENI ACTIVE BASIC



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzpants für Menschen mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie oder dampfdurchlässiges Laminat, elastisches Garn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber.

III. ABMESSUNGEN*

Größe	Gesamtlänge [mm]*	Länge Saugkern [mm]*	Gesamtbreite [mm]*	Breite Saugkern [mm]* (Vorne – Mitte – Hinten)	Taillenumfang [cm]
Medium	810	490	660	150-90-150	80-110
Large	870	490	770	150-90-150	100-135
Extra Large	920	490	890	150-90-150	120-160

* Abweichung: +/- 10 mm.

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Medium	54,2	1050	355
Large	56,4	1050	355
Extra Large	59,5	1050	355

V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzel- verpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transport- verpackung
Medium	SE-096-ME30-AB1	30	3	24	Karton
Large	SE-096-LA30-AB1	30	3	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL30-BA1	30	3	24	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von oben mit einer Folienhaube und von unten mit einer Zwischenlage aus Pappe oder Folie geschützt.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Inkontinenzpads in Originalverpackungen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit $\leq 70\%$ aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Justyna Dziwulska,
Senior-Fachfrau für Technologie

genehmigt: Magdalena Cwiertnia,
Leader der Technologie von Inkontinenzprodukten

Erstellungsdatum des Dokuments: 08.04.2024