



Bunt- und Feinwaschmittel 40 °C

Einsatzbereich

Flüssiges Spezialwaschmittel zur Reinigung empfindlicher Textilien. Ideal für die Aufbereitung von temperaturempfindlicher Bewohnerwäsche aus Alten- und Pflegeheimen geeignet, da bereits sehr gute Waschwirkung bei geringen Temperaturen (40 °C).

Zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion gem. VAH/DGHM ausschließlich in Kombination mit PRIMA OXY bei 40 °C.

In Verbindung mit dem Prima-Dosiersystem in allen gewerblichen Waschsystemen zur maschinellen Wäsche für bunte und weiße Oberbekleidung und Feinwäsche, da frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern (nicht für Wolle und Seide geeignet). Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.



Anwendung

Chemo-thermische Wäschedesinfektion

Listung	Konzentration	Desinfektions-temperatur	Einwirkzeit	Flotten-verhältnis
VAH	4,0 ml/l PRIMA 40 + 4,0 ml/l PRIMA OXY	40 °C	20 Min.	1:5

Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen.

Produkteigenschaften

- VAH-Listung in Kombination mit PRIMA OXY bei 40 °C
- Mildes Textilwaschmittel mit hoher Reinigungskraft
- Löst Pigment- und Fettverschmutzungen auch bei niedrigen Temperaturen
- Langanhaltender, charakteristischer Frischduft
- Beseitigt unangenehme Gerüche auf Textilien
- Herausragende Faser- und Farbschonung
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln

Hinweis

Vor Frost und Temperaturen über 40 °C geschützt lagern.

Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60053

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0917

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE