




Beschreibung

Der Tork Spender für Kontinuierlichen Lufterfrischer im Elevation Design verteilt mithilfe einer einzigartigen Vernebelungstechnologie den Duft kontinuierlich und gleichmäßig. Zertifiziert benutzerfreundlich für leichtes Nachfüllen. Erhältlich mit drei sorgfältig ausgewählten Düften – Frühlingsbrise, Blütenraum und Geruchsneutralisierer – für langanhaltende, kontinuierliche Frische im Waschraum.

- Für eine gleichbleibende, angenehme Waschrumerfahrung, die weniger Beanstandungen nach sich zieht.
- Kein Abklingen des Frischeeffekts nach dem Versprühen dank einzigartiger Vernebelungstechnologie¹
- Ein zertifiziert benutzerfreundliches System² für müheloses Nachfüllen dank einer niedrigeren Platzierungsposition im Gegensatz zu herkömmlichen Aerosolsystemen, die oft hoch platziert werden müssen, um wirksam zu sein.
- Flexible Positionierung in gut erreichbarer Höhe für das Reinigungspersonal bedeutet, dass keine speziellen Arbeitsgeräte erforderlich sind und keine zusätzlichen Wartungskosten anfallen.
- Einfache Anwendung: Hygiene soll für alle zugänglich sein: Viele Tork Hygiene Systeme sind von der Schwedischen Rheuma-Organisation als „Easy-to-use“ zertifiziert.
- Elevation
- Easy-to-use (SRA)
- Verschließbar

Produktzertifikate



Elevation
Design



Angaben zum Produkt

Produkthöhe (ohne Verpackung)	14,6 cm
Material des Spenders	plastic
Produktbreite (ohne Verpackung)	9,8 cm
Produktlänge/-tiefe (ohne Verpackung)	11,9 cm
System	A3

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541888743	7322541888750	7322542255902
Verpackungsmaterial	Karton	Karton	-
Stücke	1	6 (6 CON)	726 (121 TRP)
Höhe	152 mm	164 mm	1.954 mm
Länge	100 mm	313 mm	1.200 mm
Breite	120 mm	250 mm	800 mm
Bruttogewicht	456,9 g	2,8 kg	338,8 kg
Nettogewicht	407,25 g	2,44 kg	295,66 kg
Volumen	1,82 dm3	12,83 dm3	1,55 m3
Lagen pro Palette	-	-	11
TRP pro Lage	-	-	11

1. Patentierte Technologie auf Basis einer bewährten Treibmitteltechnik, die in der Pharmabranche angewendet wird, wo die präzise Dosierung bei Human- und Tierarzneimitteln essenziell ist
2. Zertifiziert vom Schwedischen Rheumaverband, getestet gemäß „The Design for All Test“, veröffentlicht im Swedish Design Research Journal, 2011

Tork Spender für Kontinuierlichen Lufterfrischer

256010

Kompatible Produkte



**Tork Constant Air Freshener
Breeze**
257010



**Tork Kontin.Lufterfr.Blütenraum
A3**
257011



**Tork Constant Air Fresh. Neutralizer
A3**
257012



**Tork Constant Air Fresh. Mixed Pack
A3**
257013