

Eifix® Thekenglanz super

Waschpastenkonzentrat

Stand: 30.06.2015

Eigenschaften

Mit dem neuentwickelten Thekenglanz Super pflegen Sie noch leichter und schneller als bisher Ihre Theke und andere Gegenstände aus Chrom, Nickel, Kupfer oder Stahl. Thekenglanz Super pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang, angelaufene Kupferoberflächen werden wieder spiegelblank und vor neuem Grünspanbefall geschützt.

Anwendung / Dosierung

Etwas Thekenglanz Super auf einen feuchten Schwamm geben und die Gegenstände mit kreisenden Bewegungen abwaschen und mit klarem Wasser nachspülen – dann abledern .

Inhaltsstoffangabe

30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, 5 –15 % Seife, < 5 % aromatische Kohlenwasserstoffe, nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	Paste
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	9
Dichte:	- g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ausrufezeichen
Augenreiz. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. Die Becker Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung .