


MicroOne

Einweg Microfasertücher



Einwegtuch mit vielen Vorteilen



Bei hohen Hygieneanforderungen sind Microfasertücher die erste Wahl. Die langjährige Erfahrung von Vileda Professional im Bereich Microfaser zeigt sich nun auch in dem Einwegtuch MicroOne.

Einfache und hygienische Anwendung

Eine Verpackungseinheit MicroOne beinhaltet 50 Tücher in Z-Faltung. Diese lassen sich direkt im Kunststoff-Beutel aufbereiten und auch mit Handschuhen leicht entnehmen. Sollten einmal Tücher übrig bleiben, lässt sich der Beutel mit dem Etikett einfach wieder verschließen und, mit Desinfektionsmittel aufbereitet, bis zu einer Woche lagern, ohne dass die Tücher verkeimen.

Schnell einsatzbereit

Ob direkt im Kunststoffbeutel aufbereitet oder kurz vor der Anwendung individuell befeuchtet – Die MicroOne Tücher passen sich ideal Ihren Reinigungsanforderungen an. Dabei ist die Aufbereitung der Tücher für die Reinigung einfach und schnell zu bewältigen:

- Kunststoffbeutel (Inhalt: 50 Tücher) in den 6l Eimer legen
- Beutel öffnen und sicher am Rand des Eimers umschlagen
- 500ml Reinigungslösung (600ml für die desinfizierende Anwendung) direkt in den Beutel geben
- Nach 15min sind die Tücher gleichmäßig befeuchtet und können verwendet werden

Das clevere Beutel-in-Eimer-Konzept erlaubt den Transport der Tücher in einem 6l Eimer und verhindert Rückstände und Verschmutzungen am oder im Eimer.

Top Reinigungsergebnisse

99,9% der Bakterien auf der zu reinigenden Fläche werden von MicroOne aufgenommen. Das Einwegtuch eignet sich zudem für die Anwendung mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen und minimiert die Gefahr der Keimverschleppung. Einrichtungen ohne Zugang zu Waschmaschinen profitieren ebenfalls von den Einwegtüchern.

Neben den exzellenten Ergebnissen hinsichtlich einer hygienischen Reinigung, zeichnet sich das MicroOne durch seine hohe Wasseraufnahme und ein streifenfreies Reinigungsergebnis aus.

Fingerabdrücke und andere fetthaltige Rückstände sind dank 100% Microfaseranteil kein Problem für das MicroOne.

Sehen Sie selbst!

Überzeugen Sie sich von der einfachen Anwendung und sehen Sie sich das kurze Video an.

Klicken Sie dazu [hier](#) oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.



Art.Nr. BCU	Beschreibung	Farbe	Format in cm	Stück/BCU	BCU/TSU	Art. Nr. TSU
148762	MicroOne	Blau	34x27	50	10	148758
148763	MicroOne	Rot	34x27	50	10	148759
148764	MicroOne	Gelb	34x27	50	10	148760
148765	MicroOne	Grün	34x27	50	10	148761