



# CimoLotion

Waschlotion für Körper und Haare – mit pflegendem Glycerin

## Produktbeschreibung

CIMOLOTION ist eine flüssige, hochwertige Waschlotion für die hautschonende Hände- und Körperreinigung. Der hautneutrale pH-Wert bewahrt den Säureschutzmantel der Haut. CIMOLOTION ist sanft zur Haut, reinigt intensiv und hinterlässt ein sehr angenehmes Hautgefühl. CIMOLOTION ist seifen- und alkaliefrei, dezent parfümiert und besonders für empfindliche Haut geeignet.

## Anwendungsbereiche

CIMOLOTION Waschlotion wird bei leichten bis mittleren Verschmutzungen angewendet und ist ideal für Dusch- und Waschräume. Neben der Körperwäsche ist CIMOLOTION auch für die Haarwäsche geeignet. CIMOLOTION ist besonders hautverträglich und angenehm. Es ist ideal für strapazierte Haut, sparsam in der Anwendung und enthält mit Glycerin eine wertvolle, rückfettende Substanz.

## Produkteigenschaften

- Besonders hochwertige, hautmilde und hautangenehme Waschlotion
- Dermatologisch getestet
- Rückfettend mit Glycerin
- Für die Ganzkörper- und Haarwäsche geeignet
- pH hautneutral
- Seifen- und alkaliefrei
- Parabenfrei
- Frischer Duft
- Hohe Verbraucherakzeptanz
- Praktische 500 ml Flasche mit Klappverschluss, als Einzelflasche, in einem 500 ml Euro-Wandspender oder mit Handdosierpumpe einsetzbar
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 1.000 ml DR.SCHNELL V10-Wandspender
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 2.000 ml DR.SCHNELL Wandspender

## Produktdaten

- Aussehen: klare, viskose Flüssigkeit
- pH hautneutral 5,5

## Anwendungsempfehlung

Etwas CIMOLOTION (ca. 2 ml) auf den verschmutzten Hautpartien mit wenig Wasser verreiben. Mit Wasser weiter waschen, bis der Schmutz gelöst ist. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen nicht vergessen!

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

CIMOLOTION unterliegt der EU-Kosmetikverordnung. CIMOLOTION ist in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar. Nach Öffnung ist CIMOLOTION noch 12 Monate haltbar. Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

## Technische Informationen

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ktn. mit 10 Flaschen á 500 ml         | Art.-Nr.: 00369 |
| Ktn. mit 6 V10-Flaschen á 1.000 ml    | Art.-Nr.: 00372 |
| Ktn. mit 6 Spenderflaschen á 2.000 ml | Art.-Nr.: 00391 |

## Zubehör

|   |                 |
|---|-----------------|
| Dispenser (Handdosierpumpe)<br>für 500 ml CIMOMED-Flasche<br>DR.SCHNELL Euro-Wandspender<br>für 500 ml CIMOLOTION-Flasche     | Art.-Nr.: 94787 |
| Dispenser (Handdosierpumpe)<br>für 500 ml CIMOLOTION-Flasche<br>DR.SCHNELL V10-Wandspender<br>für 1.000 ml CIMOLOTION-Flasche | Art.-Nr.: 80058 |
| DR.SCHNELL V10-Wandspender<br>für 1.000 ml CIMOLOTION-Flasche   | Art.-Nr.: 94787 |
| DR.SCHNELL Wandspender<br>für 2.000 ml CIMOLOTION-Flasche   | Art.-Nr.: 80044 |
| DR.SCHNELL Wandspender<br>für 2.000 ml CIMOLOTION-Flasche   | Art.-Nr.: 80071 |

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0316

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taanusstraße 19 · D-80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE