



Room Care R1

Toilettenreiniger

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Unterhaltsreiniger für Toiletten und Pissoirs

Eigenschaften

- Formulierung basiert auf Zitronensäure
- Ideale Viskosität für exzellente Haftung
- Leichter, angenehmer und frischer Duft
- Einzigartige, patentierte O.N.T.-Technologie (neutralisiert Geruchspartikel)

Vorteile

- Zur täglichen Anwendung geeignet
- Effektive Entfernung von Rückständen in Toiletten und Pissoirs
- Gute Haftung, dadurch optimale Einwirkzeit auf senkrechten/ schrägen Oberflächen
- Spritzverschluss für schnelle und einfache Anwendung
- Neutralisiert schlechte Gerüche und verbessert somit das Duftergebnis
- Farb- und Zahlencodierung verhindert Anwendungsfehler

Anwendungshinweise

Dosierung:

Gebrauchsfertig, unverdünnt anwenden.

Anwendung:

1. Die Toilette oder das Pissoir spülen. Eine geringe Produktmenge R1 direkt aus der Flasche unter den Rand, entlang des Beckens und auf Wasserspuren geben.
2. Das Produkt mit einer Toilettenbürste verteilen, mindestens 10 Minuten einwirken lassen, mit einer Toilettenbürste oder einem Schwamm nochmals scheuern und abschließend spülen.

Technische Daten

Aussehen: Klare, blaue Flüssigkeit

pHWert (pur): < 2

pHWert (gebrauchsfertige Lösung): Relative Dichte (20°C): ≈ 1.02

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diverse.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen wie beispielsweise Emaille oder Marmor anwenden. Produktspritzer oder -tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen



© A.I.S.E.



Room Care R1

entfernen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Reinigungsprodukten mischen. Verträglichkeit an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle vor Anwendung testen.

Umweltinformationen

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit der EU-Regulierung EG 648/2004.

Lieferbare Gebinde

Room Care R1 ist als 0,75-Liter-Flasche erhältlich, die für das Recycling geeignet ist.