

Inkontinenzslips

Seni Active Classic



Beschreibung

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Super für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- der schwarze Aufdruck verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit. Atmungsaktive Außenschicht.

Rohstoffe

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie oder dampfdurchlässiges Laminat, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber.

Größe

Größe	Länge* [mm]	Länge Saugkern* [mm]	Gesamtbreite* [mm] Vorne-Mitte-Hinten	Taillenumfang [cm]
Small	770	490	530	55-85
Medium	810	490	660	80-110
Large	870	490	770	100-135
Extra Large	920	490	890	120-160
XXL	980	530	1020	140-190

* Abweichung: +/- 10 mm.

Eigenschaften

Größe	Min. Gewicht [g]	Min. Saugstärke [g] (gem. ISO 11948-1)
Small	57,6	1300
Medium	61,8	1400
Large	72,6	1550
Extra Large	78,6	1650
XXL	82,6	1700

Logistikdaten

Größe	Artikelnummer	Anzahl Stück in VE	Anzahl VE in Karton	Anzahl Kartons auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-096-SM30-AC1	30	3	24	Karton
Medium	SE-096-ME30-AC1	30	8	24	Karton
Large	SE-096-LA30-AC1	30	8	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL30-AC1	30	8	24	Karton
XXL	SE-096-2X30-AC1	30	6	24	Karton

Lagerung und Transport

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von $\leq 70\%$ in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

Sonstiges

- Haltbarkeit: 60 Monate
- Medizinprodukt der Klasse I

Stand 14.08.2025